

METTRE A JOUR LE LECTEUR


1

Vérifiez que le lecteur est bien connecté. L'icône du lecteur doit être verte et afficher l'état 'Connecté'.




2

Effectuez un clic droit sur l'icône du lecteur, puis sélectionnez «Vérifier les mises à jour».





3

Une mise à jour disponible devrait s'afficher. Cliquez sur « Oui » puis suivez les instructions à l'écran.





Si un message indique que le lecteur est à jour, cela signifie que la dernière version est déjà installée.




4

Lorsque la mise à jour est terminée, déconnectez le lecteur

Ouvrez ensuite les paramètres Bluetooth de votre ordinateur pour accéder à la liste des périphériques.





Supprimez le lecteur de la liste des périphériques Bluetooth.



5

Allumez de nouveau le lecteur, puis effectuez une nouvelle connexion Bluetooth.



Confirmez l'utilisation de votre lecteur.

NOUS CONTACTER :



PAR TÉLÉPHONE AU : 0 806 110 355



SUR NOTRE SITE : WWW.SENSYL.FR